

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf677 Para Wb, Elisa - Q86Xu0

Número do item: CM0024315

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a ZNF677 humana (68 kDa) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para o estudo da regulação transcricional e proteínas nucleares de ligação ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF677 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF677
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	342926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-200 da ZNF677 humana (NP_872415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86XU0
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo