

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf683 Para Wb, Elisa - Q8Iz20

Número do item: CM0027090

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF683 (Hobit) humano para Western blot e ELISA. Peso molecular previsto 57 kDa. Adequado para estudar a biologia de linfócitos residentes em tecidos e a retenção de células imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ZNF683 pAb de Coelho                                                                                                                                   |
| Observações/Apelido | Hobit, ZNF683                                                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 257101                                                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-524 do ZNF683 humano (NP_001294854.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                                 |
| SWISS               | Q8IZ20                                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 57kDa                                                                                                                                                  |
| Envio/Transporte    | Em saco de gelo                                                                                                                                        |