

Anticorpo Policlonal Anti-Znf688 Para Wb, Elisa - P0C7X2

Número do item: CM0016151

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF688, uma proteína de dedo de zinco potencialmente envolvida na regulação transcricional, validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF688 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF688
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	146542
GeneID	146542
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-180 do ZNF688 humano (NP_660314.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0C7X2
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo