

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf70 Para Wb, Elisa - Q9Uc06

Número do item: CM0016268

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ZNF70 humana, validado para WB e ELISA. Detecta ZNF70 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para investigar a regulação transcricional e proteínas de dedo de zinco localizadas no núcleo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF70 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Cos17, ZNF70
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7621
GeneID	7621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da ZNF70 humana (NP_068735.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UC06
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo