

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf711 Para Wb, Elisa - Q9Y462

Número do item: CM0020804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF711 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o ZNF711 humano (ZNF6, CMPX1), um regulador da transcrição essencial para o desenvolvimento cerebral. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZNF711 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7552
GeneID	7552
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do ZNF711 humano (NP_001317503.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9Y462
Peso da proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo