

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf75A Para Wb, Elisa - Q96N20

Número do item: CM0020364

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZNF75A validado para WB e ELISA. Reconhece ZNF75A humano, um regulador transcricional. Para pesquisa em regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF75A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF75A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7627
GeneID	7627
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-296 da ZNF75A humana (NP_694573.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96N20
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo