

Anticorpo Policlonal Anti-Znf76 Para Wb E Elisa - P36508

Número do item: CM0024059

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ZNF76, um fator de transcrição que regula a RNA pol II/III. Validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de expressão gênica e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF76 pAb de coelho
Observações/Apelidos	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; proteína de dedo de zinco 76
Espécie	Humano
ID do Gene	7629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 463-570 da ZNF76 humana (NP_003418.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P36508
Peso Molecular da Proteína	56kDa/61kDa
Envio	Bolsa de gelo