

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf76 Para Wb, Elisa - P36508

Número do item: CM0022840

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o fator de transcrição ZNF76 humano para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Matéria-prima de grau de pesquisa para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	ZNF76 Rabbit pAb
Observações/alias	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7629
GeneID	7629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-170 do ZNF76 humano (NP_003418.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P36508
Peso da proteína	62 kDa
Transporte	Bolsa de gelo