

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf766 Para Wb E Elisa - Q5Hy98

Número do item: CM0024639

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ZNF766 validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína nuclear de dedo de zinco de 55kDa implicada na regulação transcricional. Ideal para pesquisa de expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF766 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF766
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	90321
GeneID	90321
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-190 do ZNF766 humano (NP_001010851.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5HY98
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo