

Anticorpo Policlonal Anti-Znf768 Para Wb, Elisa - Q9H5H4

Número do item: CM0023356

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZNF768 humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta ZNF768 de rato. Ideal para estudos de ligação à cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ZNF768
Observações/Apêndice	ZNF768
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79724
GeneID	79724
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-270 do ZNF768 humano (NP_078947.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9H5H4
Peso Proteico	60 kDa
Envio	Saco de gelo