

Anticorpo Policlonal Anti-Znf777 Para Wb, Elisa - Q9Uld5

Número do item: CM0023207

introdução

pAb de Coelho ZNF777 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para pesquisa sobre repressão transcricional e inibição da proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ZNF777
Observações/Apelido	ZNF777
Espécie	Humano
ID do Gene	27153
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 532-831 do ZNF777 humano (NP_056509.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9ULD5
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco com gelo