

Anticorpo Policlonal Anti-Znf785 Para Wb, Elisa - A8K8V0

Número do item: CM0030861

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ZNF785 humano, reativo com humano e rato, para aplicações de WB e ELISA. Validado para uso em pesquisa em estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF785 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF688; ZNF785
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	146540
ID do Gene	146540
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-405 do ZNF785 humano (NP_689671.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	A8K8V0
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo