


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Zo-1 Para Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa - P39447

Número do item: CM0005134



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado à proteína de junção estreita ZO-1 de camundongo. Validado para WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. ~195 kDa. Adequado para estudos de biologia de junções estreitas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZO-1 mAb de Coelho
Observações/Alias	ZO1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7082
GeneID (Camundongo)	21872
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1525-1621 da ZO-1 de camundongo (NP_033412.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P39447
Peso da Proteína	195 kDa
Envio	Bolsa de gelo