

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zp1 Para Wb E Elisa - P60852

Número do item: CM0013989

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ZP1 humana (Proteína 1 de ligação ao espermatozoide da Zona pelúcida), validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Ideal para estudos de fertilidade e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22917
ID do Gene	22917
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P60852
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo