


Anticorpo Policlonal Anti-Zp2 Para Wb - Q05996

Número do item: CM0014475



introdução

Anticorpo policlonal Anti-ZP2 produzido em coelho, validado para WB, IF-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com ZP2 humano, de camundongo e de rato. Utilizado em estudos da zona pelúcida do oócito e da fertilização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZP2 Rabbit pAb
Observações/Alíás	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
Espécie	Humana
ID do gene	7783
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 651-745 da ZP2 humana (NP_003451.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q05996
Peso da proteína	82 kDa
Transporte	Bolsa de gelo