

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Zp3 Para Wb, If-P, Elisa - P21754

Número do item: CM0016425

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ZP3 de alta qualidade para aplicações em WB, IF-P, ELISA. Reconhece a proteína ZP3 humana, de rato e de camundongo, um receptor espermático chave na zona pelúcida. Ideal para estudos de fertilidade e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho ZP3 (pAb)
Observações/Apelido	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7784
GeneID	7784
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 246-345 do ZP3 humano (NP_001103824.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21754
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo