

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zbpw Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bs86

Número do item: CM0022453

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ZBPW humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Adequado para a detecção de ZBPW em amostras humanas, de camundongo e de rato. Envolvido na compactação do acrossomo e na interação espermatozoide-ócito.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBPW Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZBPW1; SPGF66; ZBPW
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	11055
ID do Gene	11055
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-200 de ZBPW humano (NP_008940.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BS86
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo