

Anticorpo Policlonal Anti-Zranb3 Para Wb, Elisa - Q5Fwf4

Número do item: CM0027651



introdução

ZRANB3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ele tem como alvo a DNA annealing helicase e endonuclease ZRANB3 para pesquisa de estresse de replicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZRANB3 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84083
GeneID	84083
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 818-1077 da ZRANB3 humana (NP_001273497.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5FWF4
Peso Proteico	123kDa
Envio	Saco de Gelo