

Anticorpo Policlonal Anti-Zscan1 Para Wb E Elisa - Q8Nbb4

Número do item: CM0021802

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ZSCAN1 humana (também conhecida como MZF-1, ZNF915). Validado para western blot e ELISA, reconhecendo um fator de transcrição nuclear de aproximadamente 45 kDa. Adequado para o estudo da regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZSCAN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MZF-1; ZNF915; ZSCAN1
Espécie	Humano
GeneID	284312
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 300-400 da proteína ZSCAN1 humana (NP_872378.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q8NBB4
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Saco de gelo