

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zswim1 Para Wb, Elisa - Q9Br11

Número do item: CM0013445

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ZSWIM1 humana, validado para Western blot e ELISA. Reconhece a ZSWIM1 de camundongo. Para o estudo de proteínas com domínio SWIM de dedo de zinco e desenvolvimento de reagentes de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZSWIM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	C20orf162; ZSWIM1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	90204
ID do Gene	90204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-485 da ZSWIM1 humana (NP_542170.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BR11
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo