

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zwint Para Wb, If/Icc, Elisa - O95229

Número do item: CM0030543



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZWINT humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Detecta a subunidade ZWINT do complexo KNL1 do cinetocoro externo, essencial para a segregação cromossômica. Ideal para estudos de mitose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZWINT Rabbit pAb
Observações/Apelido	SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZwint-1; ZWINT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11130
GeneID	11130
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 do ZWINT humano (NP_008988.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95229
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo