

Anticorpo Monoclonal Anti-Zyxina Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15942

Número do item: CM0006641

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Zyxina humana (Q15942), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Deteta a proteína endógena a 61 kDa. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para investigação da adesão celular e das adesões focais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Zyxina
Observações/Alcunha	ESP-2; HED-2; Zyxina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7791
GeneID	7791
Imunogénio	Péptido sintético: um péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 da Zyxina humana (Q15942).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15942
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Saco de gelo