

Anticorpo Policlonal Anti-Zyxina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15942

Número do item: CM0022358

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Zyxina humana (ESP-2, HED-2), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão focal e do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Zyxina pAb de Coelho
Observações/Apelido	ESP-2, HED-2, Zyxina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7791
ID do Gene	7791
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-572 da Zyxina humana (NP_003452.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15942
Peso Proteico	61kDa
Envio	Em saco de gelo