

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zzz3 Para Wb, Elisa - Q8Iyh5

Número do item: CM0012894



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZZZ3 (ATAC1) humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Útil para estudar a acetilação de histonas e a função do complexo ATAC na regulação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZZZ3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATAC1; ZZZ3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26009
ID do Gene	26009
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 de ZZZ3 humano (Q8IYH5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IYH5
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo