


Pac De Coelho Antxr1 Para Wb E Elisa - Q9H6X2

Número do item: CM0029550



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ANT XR1 validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com Humano, Rato. Tem como alvo o receptor 1 da toxina do carbúnculo/TEM8, uma proteína de adesão e migração celular. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc de Coelho ANT XR1
Observações/Apelido	ATR; GAPO; TEM8; ANT XR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84168
GeneID	84168
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 84-333 do ANT XR1 humano (NP_060623.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H6X2
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo