


Anticorpo Policlonal De Coelho Antxr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58335

Número do item: CM0025863



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ANT XR2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o receptor 2 da toxina do antraz (CMG2), adequado para estudos de patogênese do antraz e interações com a matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ANTXR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANT XR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	118429
ID do Gene	118429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-300 do ANT XR2 humano (NP_001139266.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58335
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo