


Anticorpo Policlonal De Coelho Aoc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19801

Número do item: CM0029314



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra AOC1 humano (diamina oxidase/histaminase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre alergia, resposta imune e metabolismo de aminas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AOC1 pAb Coelho
Observações/Apelido	ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1
Espécie	Humano
GeneID	26 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do AOC1 humano (NP_001082.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19801
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco com gelo