


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Ap2B1 Para Wb E Elisa - P63010

Número do item: CM0007354



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AP2B1 validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a subunidade beta do complexo adaptador de clatrina AP-2, envolvido na endocitose. Ideal para pesquisas sobre tráfego vesicular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra AP2B1
Observações/Alcunhas	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, subunidade beta do complexo AP-2
Espécie	Humana
ID do gene	163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 752-951 da AP2B1 humana (NP_001025177.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P63010
Massa da proteína	98 kDa/104 kDa/105 kDa
Transporte	Bolsa de gelo