


Anticorpo Policlonal De Coelho Ap2B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63010

Número do item: CM0022064



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AP2B1 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Direciona a subunidade beta do complexo AP-2 envolvida na endocitose mediada por clatrina. Ideal para pesquisa em neurociência e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP2B1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	163
GeneID	163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 752-951 do AP2B1 humano (NP_001025177.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63010
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo