

Anticorpo Policlonal De Coelho Ap3B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000203

Número do item: CM0027171



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AP3B1 validado para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Reconhece a subunidade beta-1 do complexo AP-3 (000203) humana, de camundongo e rato. Ideal para estudos de classificação de proteínas lisossomais e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP3B1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8546
GeneID	8546
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 895-1094 da AP3B1 humana (NP_003655.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000203
Peso Molecular da Proteína	121kDa
Envio	Bolsa de gelo