


## Apaf1 Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - O14727

Número do item: CM0018635



### introdução

APAF1 Coelho pAb (O14727) é um anticorpo policlonal para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta APAF1 humano, de rato e camundongo, uma proteína citoplasmática que media a ativação da caspase-9 dependente de citocromo c e a apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | APAF1 Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apêndice | CED4; APAF-1; APAF1                                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (humano)      | 317                                                                                                                        |
| GeneID               | 317                                                                                                                        |
| Imunogênio           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-600 do APAF1 humano (NP_863651.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | O14727                                                                                                                     |
| Peso Proteico        | 38-142 kDa                                                                                                                 |
| Envio                | Saco de Gelo                                                                                                               |