

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Cd141/Trombomodulina Para Citometria De Fluxo - P07204

Número do item: CM0005395

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado contra CD141/Trombomodulina humana, validado para citometria de fluxo. O imunógeno abrange o domínio extracelular (aa 19-515). Adequado para pesquisa em células endoteliais e coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal APC de Coelho anti-Humano CD141/Trombomodulina
Observações/Apelido	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7056
GeneID	7056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da Trombomodulina/CD141 humana (NP_000352.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso Molecular da Proteína	60 kDa
Transporte	Em saco de gelo