

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Cd25 Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0004618

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD25 de rato (IL-2R α , p55). Validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células T reguladoras e tolerância imunológica em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal APC Coelho anti-CD25 de Rato
Observações/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Rato
GenelD (Humano)	3559
GenelD	16184
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de rato (NP_032393.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01590
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo