


Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Cd66B Para Citometria De Fluxo - P31997

Número do item: CM0005866



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD66b humano (CEACAM8, NCA-95). O anticorpo reconhece o antígeno CD66b, uma molécula de adesão celular presente em neutrófilos. É fornecido como conjugado APC para detecção direta em aplicações de citometria de fluxo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Human CD66b mAb
Observações/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-319 do CD66b humano (NP_001807.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo