

Anticorpo Monoclonal Anti-F4/80 Apc Para Citometria De Fluxo - Q61549

Número do item: CM0009126

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado ao antígeno F4/80 de camundongo. Validado para aplicações de citometria de fluxo, adequado para a detecção de macrófagos em amostras murinas. Swiss-Prot Q61549.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-F4/80 de camundongo conjugado com APC
Observações/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2015
GeneID	13733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-644 de F4/80 de camundongo (NP_034260.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102 kDa
Envio	Bolsa de gelo