

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Humano Cd101/Igsf2 Para Citometria De Fluxo - Q93033

Número do item: CM0011465

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado ao CD101 humano (IGSF2, V7, EWI-101). Projetado para citometria de fluxo, detecta o CD101 humano, um inibidor da proliferação de células T expresso em células imunes e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal APC de Coelho Anti-Humano CD101/IGSF2
Observações/Apelido	V7; IGSF2; EWI-101
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9398
GeneID	9398
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 do CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Transporte	Saco de gelo