


Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Humano Cd156C/Adam10 Para Citometria De Fluxo - O14672

Número do item: CM0005537



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o ADAM10 humano (CD156c). Especificamente desenhado para a detecção por citometria de fluxo do ADAM10, a principal sheddase envolvida na clivagem de domínios extracelulares, sinalização Notch e doença de Alzheimer. Matéria-prima para IVD de grau de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD156c/ADAM10 mAb
Observações/Apelido	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Espécie	Humano
ID do Gene	102
Imunogénio	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 214-672 do ADAM10 humano (NP_001101.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14672
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo