


Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Humano Cd163 Para Citometria De Fluxo - Q86Vb7

Número do item: CM0010996



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com APC, direcionado ao receptor scavenger CD163 (M130) humano. Validado para a detecção de monócitos e macrófagos por citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem e estudos de inflamação e ativação de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de camundongo anti-CD163 humano
Observações/Apelidos	M130; MM130; SCAR11
Espécie	Humano
ID do Gene	9332
Imunógeno	Proteína recombinante de CD163 humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86VB7
Peso da Proteína	125 kDa
Envio	Bolsa de gelo