

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd24 Humano Apc Para Citometria De Fluxo - P25063

Número do item: CM0005800

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD24 humano conjugado com APC para citometria de fluxo. Tem como alvo a glicoproteína ancorada em GPI CD24 (8-13 kDa), expressa em células B, envolvida na ativação e diferenciação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD24 Humano APC
Observações/Apelido	CD24A; CD24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	100133941
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD24 humano (NP_037362.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa; 13kDa
Envio	Em saco de gelo