


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd28 Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P10747

Número do item: CM0008523



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado ao CD28 humano (Tp44), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de ativação de linfócitos T, coestimulação e homeostase imunológica. Reação cruzada com espécie humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Human CD28 mAb
Observações/Alias	Tp44
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	940
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10747
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo