

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para Citometria De Fluxo - O76036

Número do item: CM0005913



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD335/NKp46 humano (SWISS: O76036), especificamente para citometria de fluxo. Reage com células NK humanas, sendo útil para estudos de lise de células tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Human CD335/NKp46 mAb
Observações/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9437
ID do Gene	9437
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-254 do CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Transporte	Bolsa de gelo