

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd79A Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P11912

Número do item: CM0005583



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD79a humano (MB1, Ig-alfa). Projetado para análise de citometria de fluxo (FC) intracelular de células B humanas. Reconhece a cadeia alfa do receptor de antígeno de células B. PM: 20/25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD79a mAb
Observações/Apelido	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
Espécie	Humano
GeneID (humano)	973
GeneID	973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-225 do CD79a humano (NP_001774.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso da Proteína	20kDa/25kDa
Envio	Saco de gelo