


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Tlr3 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - O15455

Número do item: CM0011928



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que direciona o TLR3 humano (CD283, IIAE2, IMD83). Validado para citometria de fluxo intracelular, ideal para estudar respostas imunes inatas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano TLR3 mAb
Observações/Apelido	CD283; IIAE2; IMD83
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7098
GeneID	7098
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-339 do TLR3 humano (NP_003256.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15455
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco com gelo