

## Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Citometria De Fluxo - P08648

Número do item: CM0009991



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado à Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana/murina. Validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de fibronectina envolvido na adesão celular. Imunogénio recombinante.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal APC de Coelho anti-Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) Humana/Murina                                                                |
| Observações/Alias   | FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A                                                                                                                           |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                              |
| GeneID              | 3678                                                                                                                                                |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-995 da Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana (NP_002196.4). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                              |
| Aplicação           | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humana, Murina                                                                                                                                      |
| SWISS               | P08648                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 115kDa                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                        |