


Anticorpo Monoclonal Anti-Lgr5 Apc Para Citometria De Fluxo - 075473

Número do item: CM0010757



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra LGR5 humano (GPR49), um recetor de Wnt e marcador de células estaminais. Adequado para aplicações de citometria de fluxo em epitélio intestinal, folículo piloso e investigação oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano LGR5 (GPR49) mAb
Observações/Apelido	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8549
ID do Gene	8549
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 480-580 do LGR5 humano (NP_003658.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075473
Peso Proteico	100kDa
Envio	Saco de gelo