

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Cd11C De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q9Qxh4

Número do item: CM0008554

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD11c de camundongo conjugado com APC, produzido em hamster armênio. Validado para citometria de fluxo. Adequado para investigar a adesão de monócitos, a quimiotaxia e a resposta inflamatória mediadas pela Integrina alfa-X.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Anti-CD11c de Camundongo
Observações/Apelidos	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Hamster armênio
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso da Proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo