

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Cd163 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q2Vlh6

Número do item: CM0012663

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD163 de camundongo (M130) é validado para citometria de fluxo. Ele reconhece o domínio extracelular de CD163 de camundongo, com um peso molecular previsto de 121-125 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb APC de coelho anti-CD163 de camundongo
Observações/Apelido	CD163v2; CD163v3; M130
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	9332
GeneID	93671
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-260 de CD163 de camundongo (NP_444324.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q2VLH6
Peso da proteína	121 kDa/125 kDa
Envio	Bolsa de gelo