

Apc Anti-Mouse Cd19 Mab - Mouse Cd19

Número do item: CM0011116

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC que visa o CD19 de camundongo para citometria de fluxo. Reage especificamente com o CD19 de camundongo, permitindo a análise de células imunes em pesquisa e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Anti-Mouse CD19 mAb
Espécie	Camundongo
ID do Gene	12478
Imunogênio	Proteína recombinante de CD19 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco de gelo