

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd19 De Camundongo Apc Para Citometria De Fluxo - P25918

Número do item: CM0004495

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD19 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de identificação, diferenciação e sinalização de células B. Reconhece o domínio extracelular, 60 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Observações/Alias	Cd19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-287 do CD19 de camundongo (NP_033974.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo