

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Rato Cd44 Para Fc - P15379

Número do item: CM0008878



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-rato CD44 conjugado com APC validado para citometria de fluxo. Alvo no receptor de hialuronato envolvido no homing de linfócitos, adesão celular e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Rato CD44 mAb
Observações/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 da CD44 de rato (NP_033981.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15379
Peso da Proteína	85kDa
Transporte	Bolsa de gelo